



 Marena®

Kompresívne pooperačné podprsenky **Marena FlexFit™**

Navrhnuté pre skutočné pohodlie po operácii poprsia



Kompresívna terapia: posledný krok k novým krivkám máte vo svojich rukách

Kompresívna terapia je **neodlučiteľnou súčasťou každej operácie a má veľký vplyv na jej výsledný efekt**. Prácou plastického chirurga sa váš sen o dokonalom výsledku operácie nekončí. Vedecké výskumy dokazujú, že správna medicínska kompresívna terapia pomáha ľudskému telu počas celého procesu hojenia po rôznych typoch operácií či úrazov.

Trvanie a účinky kompresívnej terapie po operácii prsníkov

Kompresívna terapia trvá spravidla **6 až 8 týždňov po zákroku, počas ktorých budete nosiť pooperačnú podprsenku dňom i nocou**. Pooperačné podprsenky sú navrhnuté tak, aby poskytli prsníkom dostatočnú oporu a kompresiu, ktorá je počas hojenia nevyhnutná.

Kompresívna pooperačná podprsenka napomáha minimalizovať opuchy, znižovať tvorbu modrín, zmiernovať bolesť a riziko infekcie, urýchľovať proces hojenia, tvarovať kontúry a stabilizovať implantáty.



Spoločnosť Marena je už 30 rokov svetovým lídrom a inovátorom vo výrobe pooperačnej kompresívnej bielizne. Všetky produkty značky Marena majú americký FDA certifikát a sú testované nemeckým skúšobným inštitútom Hohenstein. Vďaka patentovanému strečovému materiálu, premyslenému strihu a detailom, dômyselnému dizajnu a dôrazu na pohodlie sú pooperačné podprsenky Marena bez váhania to najlepšie, čo môžete svojim prsiam po operácii dopriať.

Marena, prémiová pooperačná starostlivosť

Americká spoločnosť Marena je už 30 rokov svetovým lídrom a inovátorom vo výrobe pooperačnej kompresívnej bielizne. Všetky produkty značky Marena majú americký FDA certifikát a sú testované nemeckým skúšobným inštitútom Hohenstein. Vďaka patentovanému strečovému materiálu, premyslenému strihu a detailom, dômyselnému dizajnu a dôrazu na pohodlie sú pooperačné podprsenky Marena bez váhania to najlepšie, čo môžete svojim prsiam po operácii dopriať.

Produkty Marena sú zdravotnícke pomôcky triedy I.

Navrhnuté pre vaše pohodlie

Švy z vonkajšej
strany podprsenky
zabraňujú dráždeniu
či narúšaniu stehov.

Zapínania sú podšité
príjemným polstrovaním
z vnútornej strany pre maximálny
komfort počas nosenia.

Informácie o produkte
sú priamo natlačené
z vnútornej strany podprsenky,
a tak vašu pokožku nedráždi
žiaden vytŕčajúci štítok.

Jednoduchá starostlivosť
o podprsenku – môžete ju
prať na 30 °C v práčke
a zvládne dokonca aj sušičku.

Vďaka **variabilným strihom,
výstrihom a farebným
prevedeniam** si zaručene
vyberiete tú správnu pooperačnú
podprsenku pre seba.



Jedinečnosť v každom detaile: pooperačné podprsenky Marena FlexFit™

Zoznámte sa s unikátnymi vlastnosťami kompresívnych pooperačných podprseniek Marena FlexFit™.



Stála a cieleňá
kompresia



Mimoriadne
natiahnutie



Antimikrobiálna
ochrana




Odvádzanie
vlhkosti a chladenie

TriFlex™: materiál dokonalý v každom smere

Všetky ponúkané modely podprseniek Marena sú ušité z patentovaného, mimoriadne strečového materiálu TriFlex™, ktorý poskytuje maximálne pohodlie pri nosení a zároveň zaručuje stálu a cieleňú kompresiu.

Vznikol **optimálnou kombináciou Tactel® nylonu a elastanu Lycra®**. Je mimoriadne pružný a **schopný natiahnuť sa až o 250 %** pri zachovaní kompresívnych vlastností. Napomáha tvarovaniu kontúr a vyrovnávaniu nerovností na pokožke. Materiál TriFlex™ je priedušný, výborne odvádza vlhkosť a prirodzene ochladzuje pokožku. Vďaka aktívnej antimikrobiálnej ochrane pomáha neutralizovať baktérie spôsobujúce zápach.



BI-CUP: 2 veľkosti košíkov v 1 podprsenke

Vďaka BI-CUP košíkom, ktoré spájajú 2 veľkosti košíkov v 1 podprsenke vám budú podprsenky Marena FlexFit™ správne sedieť aj po ustúpení pooperačných opuchov. Samozrejme, bez kompromisov vzhľadom na potrebnú cieleňú kompresiu, strih či pohodlie počas nosenia.

- ✓ AUGMENTÁCIA / ZVÄČŠENIE IMPLANTÁTMI
- ✓ MODELÁCIA A MASTOPEXIA / PODVIHNUTIE
- ✓ REDUKCIA / ZMENŠENIE
- ✓ REKONŠTRUKCIA PRSNÍKOV

Unikátne vlastnosti

Zapínanie **vpredú** na **3 rady polohovateľných háčikov**, podšité príjemným polstrovaním z vnútornej strany.

Nastaviteľné ramienka na háčiky, podšité príjemným polstrovaním z vnútornej strany.

Predĺžený strih so širšou mäkkou elastickou gumou, ktorá je umiestnená až pod inframamárnym rezom, a tak netlačí na pooperačné miesto (rez).

Vyšší výstrih pre maximálnu podporu počas 1. fázy (do 3 týždňov po operácii).

DOSTUPNÉ FARBY



čierna

telová

DÔMYSELNÉ DETAILS



FlexFit™ B01G

1. fáza

Kompresívna podprsenka Marena **FlexFit™ B01G** je vhodná po všetkých typoch operácií poprsia v rámci pooperačnej kompresívnej terapie.

Odporúčame ju do 1. pooperačnej fázy, teda **počas prvých 2 až 3 týždňov po zákroku**.



Veľkostná tabuľka

Pri určení správnej veľkosti kompresívnej pooperačnej podprsenky sa vždy riadte jej veľkostnou tabuľkou.

OBVOD POD PRSIAMI 63,5 – 68,5 cm	EU 65	CEZ PRSIA	76 – 81 cm	81,5 – 86 cm	
			AA/A	B/C	
OBVOD POD PRSIAMI 68,5 – 73,5 cm	EU 70	CEZ PRSIA	81,5 – 86 cm	86,5 – 91 cm	91,5 – 96 cm
			AA/A	B/C	D/E
OBVOD POD PRSIAMI 73,5 – 79 cm	EU 75	CEZ PRSIA	86,5 – 91 cm	91,5 – 96 cm	96,5 – 101 cm
			AA/A	B/C	D/E
OBVOD POD PRSIAMI 79 – 84 cm	EU 80	CEZ PRSIA	91,5 – 96 cm	96,5 – 101 cm	101,5 – 106,5 cm
			AA/A	B/C	D/E
OBVOD POD PRSIAMI 84 – 89 cm	EU 85	CEZ PRSIA	96,5 – 101 cm	101,5 – 106 cm	106,5 – 111,5 cm
			AA/A	B/C	D/E
OBVOD POD PRSIAMI 89 – 94 cm	EU 90	CEZ PRSIA	101,5 – 106 cm	106,5 – 111 cm	111,5 – 116,5 cm
			AA/A	B/C	D/E
OBVOD POD PRSIAMI 94 – 99 cm	EU 95	CEZ PRSIA		111,5 – 116,5 cm	117 – 121,5 cm
				B/C	D/E
OBVOD POD PRSIAMI 99 – 104 cm	EU 100	CEZ PRSIA			122 – 127 cm
					D/E

- ✓ AUGMENTÁCIA / ZVÄČŠENIE IMPLANTÁTMI
- ✓ MODELÁCIA A MASTOPEXIA / PODVIHNUTIE
- ✓ REDUKCIA / ZMENŠENIE
- ✓ REKONŠTRUKCIA PRSNÍKOV

Unikátne vlastnosti

Zapínanie **vpredú** na **3 rady** polohovateľných háčikov, podšité príjemným polstrovaním z vnútornej strany.

Nastaviteľné ramienka na háčiky, podšité príjemným polstrovaním z vnútornej strany.

Predĺžený strih so širšou mäkkou elastickou gumou, ktorá je umiestnená až pod inframamárnym rezom, a tak netlačí na pooperačné miesto (rez).

Stredný výstrih pre maximálnu podporu je nenápadný pri nosení, no stále zaručuje potrebnú mieru kompresie.

DOSTUPNÉ FARBY



čierna

telová

DÔMYSELNÉ DETAILS



FlexFit™ B2

1. 2. fáza

Kompresívna podprsenka Marena **FlexFit™ B2** je vhodná po všetkých typoch operácií poprsia v rámci pooperačnej kompresívnej terapie.

Vďaka jej strihu ju odporúčame nosiť počas 1. a/alebo 2. pooperačnej fázy, teda **okamžite po zákroku a až do 6 – 8 týždňov po operácii.**



Veľkostná tabuľka

Pri určení správnej veľkosti kompresívnej pooperačnej podprsenky sa vždy riadte jej veľkostnou tabuľkou.

OBVOD POD PRSIAMI 63,5 – 68,5 cm	EU 65	CEZ PRSIA	76 – 81 cm	81,5 – 86 cm
OBVOD POD PRSIAMI 68,5 – 73,5 cm	EU 70	CEZ PRSIA	81,5 – 86 cm	86,5 – 91 cm
OBVOD POD PRSIAMI 73,5 – 79 cm	EU 75	CEZ PRSIA	86,5 – 91 cm	91,5 – 96 cm
OBVOD POD PRSIAMI 79 – 84 cm	EU 80	CEZ PRSIA	91,5 – 96 cm	96,5 – 101 cm
OBVOD POD PRSIAMI 84 – 89 cm	EU 85	CEZ PRSIA	96,5 – 101 cm	101,5 – 106 cm
OBVOD POD PRSIAMI 89 – 94 cm	EU 90	CEZ PRSIA	101,5 – 106 cm	106,5 – 111 cm
OBVOD POD PRSIAMI 94 – 99 cm	EU 95	CEZ PRSIA	106,5 – 111 cm	111,5 – 116,5 cm

- ✓ AUGMENTÁCIA / ZVÄČŠENIE IMPLANTÁTMI
- ✓ MODELÁCIA A MASTOPEXIA / PODVIHNUTIE

Unikátne vlastnosti

Praktické **predné zapínanie na zips značky YKK s magnetom**, ktorý zabraňuje samovoľnému rozopínaniu podprsenky počas nosenia.

Zapínanie vzadu **na 3 rady** polohovateľných háčikov.

Užšie **odnímateľné ramienka s posuvnou sponou**.

Klasický strih s užšou mäkkou elastickou gumou.

Hlbší výstrih a užšie ramienka sú dokonalou kombináciou pre každodenné nosenie so stálym pocitom bezpečia, nielen v 2. fáze, ale aj po ukončení rekonvalescencie.

DOSTUPNÉ FARBY



čierna



telová

DÔMYSELNÉ DETAILS



FlexFit™ B09Z

2. fáza

Kompresívna podprsenka Marena **FlexFit™ B09Z** je vhodná po augmentácii/zväčšení prsníkov implantátmi, modelácii a mastopexii/podvihnutí prs v rámci pooperačnej kompresívnej terapie. Odporúčame ju do 2. pooperačnej fázy, teda **po 2 až 3 týždňoch po operácii**.



Veľkostná tabuľka

Pri určení správnej veľkosti kompresívnej pooperačnej podprsenky sa vždy riadte jej veľkostnou tabuľkou.

OBVOD POD PRSIAMI 63,5 – 68,5 cm	EU 65	CEZ PRSIA	81,5 – 86 cm B/C	
OBVOD POD PRSIAMI 68,5 – 73,5 cm	EU 70	CEZ PRSIA	86,5 – 91 cm B/C	91,5 – 96 cm D/E
OBVOD POD PRSIAMI 73,5 – 79 cm	EU 75	CEZ PRSIA	91,5 – 96 cm B/C	96,5 – 101 cm D/E
OBVOD POD PRSIAMI 79 – 84 cm	EU 80	CEZ PRSIA	96,5 – 101 cm B/C	101,5 – 106 cm D/E
OBVOD POD PRSIAMI 84 – 89 cm	EU 85	CEZ PRSIA	101,5 – 106 cm B/C	106,5 – 111 cm D/E

Výber správnej veľkosti

Správna veľkosť kompresívnej pooperačnej podprsenky pomáha maximalizovať komfort počas celej doby rekonvalescencie, podporuje lepší proces hojenia, a tak dosiahnutie **toho najlepšieho výsledku**. Pooperačné podprsenky Marena sú navrhnuté podľa špecifických vedeckých štandardov pre cieleňú kompresívnu terapiu. Veľkostné tabuľky, ako aj samotné veľkosti kompresívnych pooperačných podprseniek sú preto **odlišné od veľkostí bežnej spodnej bielizne**.

Pri výbere pooperačnej podprsenky sa preto riadte svojimi aktuálnymi mierami, nie veľkosťou podprsenky, ktorú bežne nosíte. Pri určení správnej veľkosti pooperačnej podprsenky sa vždy riadte veľkostnou tabuľkou danej podprsenky.

S výberom vám radi poradíme

Stále váhate s výberom správnej kompresívnej pooperačnej podprsenky alebo potrebujete poradiť? Obráťte sa na nás a spoľahnite sa na naše dlhoročné skúsenosti. Na otázky vám radi a ochotne odpovedia naši **odborníci zo zákaznickeho servisu**.



+421 2 43 42 62 88



info@siklienka.sk



eshop.siklienka.sk

 siklienka



@kvalitouzakrasou



Siklienka.sk